



APARATI ZA LICE JONOS AS 30

Šifra 2025/1

Metoda jontoforeze je zastupljena kao veoma efikasan postupak u lečenju hiperhidroze dlanova i stopala, koja ima potpunu normalizaciju stanja u preko 90% slučajeva.

Aparat JONOS AS30 provodi jednosmernu struju sa pozitivnog ili negativnog polariteta. U plastične kadice se postave specijalne elektrode uvučene u mokre sušteraste navlake, na koje se postave dlanovi ili stopala, doda se manja količina vode i postepeno se pojačava intenzitet struje do osećaja peckanja.

Tretman se radi 15-tak minuta sa jednog polariteta, a zatim sa drugog. Prebacivanje polariteta se radi preko tastera.

Ovakav tretman dovodi do interakcije između električne struje, kretanja jona sa jednog i drugog polariteta i PH vode, koji blokira rad znojnih žlezda.

DEJSTVO

- BLOKIRANJE RADA ZNOJNIH ŽLEZDA
- PRODUŽENA SUVOĆA DLANOVA, STOPALA, PAZUHA

PRATEĆA OPREMA



Šifra 8089/5



Šifra 0788



Šifra 9076

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: JONOS AS30
 Šifra proizvoda: 2025/1
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj elektroda: 2 gumeno-grafitne elektrode + 2 sušteraste navlake za elektrode
 Intenzitet struje: 1-10 mA
 Promena polariteta: + / -
 Izlazni napon: 33 V
 Dimenzije (dxšxv): 195x240x125 mm
 Težina: 1,8 kg