

EMS SCULPT portable

NOVI
PROIZVOD



KAKO RADI

EMS SCULPT portabl se bazira na visoko-intenzivnoj fokusiranoj elektromagnetnoj energiji. Svaki tretman aparatom EMS SCULPT izaziva na hiljade snažnih mišićnih kontrakcija koje su ekstremno važni u popravljanju tonusa i snazi muskulature.

EMS SCULPT portabl je jedina procedura koja pomaže ženama i muškarcima da jačaju mišiće i oblikuju telo. Takođe, EMS SCULPT portabl pruža prvi u svetu neinvanzivno podizanje gluteusa.

Funkcija proizvoda:

1. Oblikuje mišiće i topi masti istovremeno
2. Neinvanzivna procedura zatezanja gluteusa
3. Odgovara svima - bez anestezije, bez operativnih procedura
4. Tretman od 30 minuta
5. Potrebna su samo 4 tretmana sa razmakom 2-3 dana
6. Osećaj intenzivnog treninga
7. Rezultati su odmah vidljivi, ali su još bolji nakon 2 - 4 nedelje

Programi:

- Visokointenzivni režim aerobik redukcije masti
- Hipertrofija: Režim jačanja mišića
- Snaga: Režim jačanja mišića
- Kombinacija 1: Režim redukcije masti + hipertrofija
- Kombinacija 2: Hipertrofija + snaga

Dovoljno je 30 minuta tretmana dnevno.

Lako i brzo oblikovanje tela

- Bezbedna primena
- Neinvanzivna metoda
- Kratko vreme tretmana
- Jednostavno korišćenje

Osnovna oprema:

- Četiri ručice
- Tri prekidača
- Veliki ekran
- Dva konektora


Procedura korak po korak:



Parametri frekvencije i vremena tretmana su postavljeni prema osećaju stvarnog kretanja.

1. Istezanje 1 min
2. Zagrevanje 5 min
3. Trening sa opterećenjem 5 min prva vežba
4. Trening sa opterećenjem 5 min druga vežba
5. Trening sa opterećenjem 5 min treća vežba
6. Trening sa opterećenjem 5 min četvrta vežba
7. Završno istezanje

Svaka grupa je u osnovi stepenasta konfiguracija, koja je pogodna za sve ljude, sve svrhe treninga, različite frekvencije i intenzitete za postizanje najboljih rezultata.



PRE

Izgled kože, masti i mišića pre tretmana

TOKOM

Koža ostaje netaknuta dok energija dolazi do masti i mišićnih vlakana

POSLE

Rezultat je značajno poboljšanje izgleda zbog jačanja mišića i sagorenih masti



+92% povećanje prosečnih apoptotičnih nivoa

Mikroskopska analiza masnih tkiva pokazuje da je količina apoptotičnih ćelija značajno povećana nakon tretmana u poređenju sa stanjem pre tretmana.

Jačanje mišića i topljenje masti

+16% prosečno povećanje mišićne mase

-19% prosečno smanjenje masti u telu



Tehničke karakteristike:

Naziv proizvoda	EMS SCULPT PORTABL
Šifra proizvoda	9800
Broj sondi	4
Funkcija	Oblikovanje tela, mršavljenje, zatezanje kože, redukcija celulita
Izlazni magnetni intenzitet	0 - 7 Tesla
Trajanje impulsa	250 µs
Ulazno napajanje	220-240 V AC, 50/60Hz
Dimenziije aparata	540x480x450mm
Neto težina	39 kg
Bruto težina	57 kg

VECOM BEAUTY SYSTEM DOO

Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš
Srbija



+381 18 4296-004
+381 63 7719-787



office@vecom.rs
www.vecom.rs