

RF FRACTIO 3 - FRAKCIONI RF



Šifra 6027

- SONDA SA MIKRO I NANO IGLICAMA
- SONDA ZA ULTRAZVUK
- SONDA ZA HLAĐENJE KOŽE

RF FRACTIO – TRETMAN KOJI POPRAVLJA STANJE KOŽE



Radiofrekventni tretman je termički podmlađujući tretman sa toplotom visoke frekvencije. Frakcioni RF je ciljani tretman radiofrekvencijom, podržan dodatnim funkcijama kao što su mikroigle za fokusiranje područja delovanja.

- ZATEZANJE KOŽE
- UKLANJANJE OŽILJAKA OD AKNI
- UKLANJANJE OŽILJKA OD POVREDA I HIRURŠKIH PROCEDURA
- SMANJENJE BORA
- REŠAVANJE PROŠIRENIH PORA
- UKLANJANJE STRIJA, PEGA I KAPILARA

Sistem rada aparata je FRAKCIONISAN, gde je energija podeljena na najsitnije delove i osim na površinski sloj - svojom toplotom deluje i na dublje slojeve kože. Efekat je obnova kolagena u dubljim slojevima kože i potpuna obnova spoljašnje površine kože.

Aparat koristi 4 funkcije:

I funkcija- rešavanje ožiljaka, proširenih pora, kapilara

Otvaranje mikro-kanala u koži frakcionisanim modulom, pomoću mikroiglica. Otvoreni mikrokanali stvaraju prolaz u dublje slojeve kože. Istovremeno, kontrolisano termičko oštećenje površnog sloja kože koje mikroplazma stvara, pokreće prirodni proces regeneracije koji zamenjuje ožiljno tkivo zdravim, novim kolagenom. Mikro kanali su okruženi delovima cele, nepovređene kože koja pomaže u brzom oporavku, kao što prirodno nastaje zarastanje kože nakon male povrede.

II funkcija- regeneracija i podmlađivanje

Glavno dejstvo ove tehnologije je regeneracija na nivou tkiva: povećava se oksigenacija i metabolizam tkiva, povećava se sinteza sopstvenih proteina, elastina i kolagena. Duboko dermalno remodeliranje i restauracija mišića promovišu zatezanje, učvršćivanje, toniranje i podizanje kože. Mogu selektivno da se ojačaju određene grupe mišića ili podizanje palog tonusa celog lica. Neinvazivnim metodama možemo dosegnuti do regija zahvaćenih starenjem sa predvidljivim rezultatima.



III funkcija - unos preparata ultrazvukom

Aparat koristi ultrazvučnu tehnologiju za ubacivanje regenerativnih supstanci kroz njih, omogućujući njihovim terapijskim svojstvima da dalje tretiraju oštećeno tkivo i u dubljim slojevima kože. U tu svrhu se koriste matične ćelije, peptidi, hijaluronska kiselina, kompleksi vitamina i antioksidanasa.

IV funkcija – relaksacija kože nakon tretmana mikroiglicama

Fizičko hlađenje, temperatura koja je 0-5 stepeni Celzijusa, smiruje kožu i skuplja kapilare, smanjuje pore, otklanja crvenilo i otok, i čini kožu lepšom.

Izgled ekrana:



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model:	RF FRACTIO 3- frakcioni RF
Šifra aparata:	6027
Ručica:	Frakciona ručica,
Nivo:	1-10
Energija:	30%-100%
Frekvencija:	1kHz
Brzina:	0.1-0.5s
Dubina:	0.2mm - 3.5mm
Pritisak:	0-10
Radni interfejs	7" LCD ekran osetljiv na dodir
Sistem hlađenja:	prinudno vazdušno hlađenje
Napajanje:	AC230V±10%/ 50Hz / 110v±10%/60Hz
Opseg radne temperature:	10°C~30°C
Obim relativne vlažnosti:	≤ 80%
Atmosferski pritisak:	86kpa~106kpa
Temperatura okoline:	0°C~55°C
Napajanje:	AC230V±10%/ 50Hz / 110v±10%/60Hz
Dimenzije:	380x380x220mm
Težina:	13 kg



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO
Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš
Srbija



+381 18 4296-004
+381 63 7719-787



office@vecom.rs
www.vecom.rs