

- **RADIOTALASNI LIFTING**
duboka regeneracija i zatezanje kože
- **MEZOPORACIJA**
unos aktivnih materija u dublje slojeve kože



APARATI ZA LICE

MEZO RF LIFT

MEZOPORACIJA I RADIOTALASNI LIFTING

Šifra: 9096

RADIOTALASNI LIFTING

EFEKAT ZATEZANJA

Radiotalasni lifting je danas najnapredniji sistem za postizanje odličnih rezultata i smanjenje nepravilnosti koji utiču na površinski deo kože kao što su bore, znaci starenja, opuštena koža, strije.

DEJSTVO REGENERACIJE

Ovaj tretman koristi proces dijatermije, koji omogućava vazodilaciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimuliše proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom.

MEZOPORACIJA

UNOS AKTIVNIH MATERIJU U DUBLJE SLOJEVE

Metoda mezoporacije primenjuje pulsne jednosmerne struje koje stvaraju elektromagnetno polje, koje otvara privremene kanale (mezopore) u lipidnom sloju između epiderma i derma i time omogućava prolaz aktivnih supstanci u žive slojeve kože.

KOMBINACIJA TEHNIKA 2 METODE

- > Dugotrajan efekat usled kombinovanja komplementarnih tehnika
- > Istovremeno uklanjanje starenja i usporavanje procesa starenja

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 9026



Šifra: 9095



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MEZO RF LIFT

Šifra aparata: 9096

Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga: 110 W

Kućište: Polystyrol

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Broj sondi: 2

Broj programa: 5

Izvor energije: radiofrekvencija i jednosmerni impulsni napon

Oblik impulsa: četvrtasti, 500 ms

Dimenzije (dxšxv): 345x270x135 mm

Težina: 2 kg