

- VELIKA GUSTINA MOLEKULA KISEONIKA
- UNOS KISEONIKA ZAJEDNO SA AKTIVNIM MATERIJAMA
- KISEONIK MASKA
- PILING KISEONIKOM



Šifra: 9825

APARATI ZA LICE

DERMO OXY

TRETMAN KISEONIKOM

Kiseonik je tretman koji zateže i osvežava, stimuliše ćelijsku respiraciju, povećava čvrstinu i elastičnost kože i daje efekat veće kompaktnosti i živosti. Smanjuje iritacije, deluje na strije i ožiljke, poboljšava balans kože i hidriranost, otvara pore i odlično deluje protiv upala i bakterija. Tretman je neinvazivan i nema sporednih efekata. Specijalna VECOM tehnologija omogućava izvođenje ovog tretmana putem izolovanja kiseonika od ostalih gasova i atmosfere radi poboljšanja ovog efekta.

KISEONIK KUPKA

Pretvaranjem kiseonika iz vazduha u sterilni kiseonik postiže se intenzivna oksigenacija i detoksikacija ćelija kože. Postepeno se podstiče metabolizam ćelija i jačaju sve fiziološke funkcije kože, što za rezultat ima poboljšanje opšteg funkcionisanja, strukture i izgleda kože.

TEČNI KISEONIK

Stimulacijom ćelijskog metabolizma, kroz prethodno vezivanje, prenos i oslobađanje atmosferskog kiseonika, stvara se oksigenacija, poboljšava mikrocirkulacija i kao rezultat dobija detoksikacija organizma (vezivanjem i uklanjanjem ugljen dioksida).


KISEONIK PILING

Sistem kojim se sprovodi ovaj piling koristi fiziološki rastvor i medicinski kiseonik pod visokim pritiskom, pri čemu dolazi do formiranja vodenih kapi veličine od 5 do 100 mikrona u kojima je smešten 100% medicinski kiseonik. Ove kapi bivaju usmerene na površinu kože, otvarajući pore i vršeći nežnu mikrodermoabraziju. Na koži dolazi do blage eksfolijacije, stimuliše se cirkulacija, podstiče limfna drenaža.

POSTUPAK TRETMANA

- › U postupku tretmana najpre se koristi suva kupka sterilnim kiseonikom koji dubinski dezinfikuje kožu.
- › Zatim se vrši unos seruma uz pomoć sprej pištolja sa kiseonikom kako bi se unele sve potrebne aktivne supstance (serumi, peptidi, prirodni izbeljivači).
- › Na kraju tretmana se može koristiti maska, kojom se dodatno unosi čist kiseonik u organizam, čime se pospešuje stvaranje novih ćelija, detoksikacija i poboljšava proizvodnja kolagena.





PREDNOSTI DERMO OXY APARATA

- › Pretvaranjem kiseonika iz vazduha u sterilni kiseonik podstiče se intenzivna oksigenacija kože
- › Unos kiseonika zajedno sa aktivnim materijama u kožu (hijaluronska kiselina, vitamini, serumi) u najdublje slojeve kože, čime se snažno ubrzava sinteza kolagena
- › Najzdraviji i najprirodniji tretman za lice
- › Tehnologija kiseonika odmah nakon nanošenja povećava količinu atmosferskog kiseonika u koži
- › Kiseonik okrepljuje mikrocirkulaciju kože
- › Efekat druge kože – nakon nege, koža je preporučena (ružičasta, odmorna i vidno podmladena)

EFEKTI TRETMANA

- › SJAJ I HIDRIRANA KOŽA
- › OSEĆAJ SVEŽINE I PROKRVLJENOSTI
- › LICE BEZ AKNI
- › KOŽA BEZ CRVENILA
- › MOMENTALNI SJAJ
- › DOBRO TONIRANA KOŽA

APLIKATORI ZA KISEONIK



Šifra: 0548



Šifra: 3560



KISEONIK MASKA

Plastična providna maska za tretman kiseonikom koja pokriva celo lice.

Šifra: 3400

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: DERMO OXY
 Šifra aparata: 9825
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz.
 Snaga: 350 W
 Osigurač: T-6,3 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Dimenzije displeja: 61x16 mm
 Broj ručica: 3
 Broj programa: 3
 Protok i gustina kiseonika: kada je protok 5 L/min, gustina je $\geq 90\%$
 Izlazni pritisak: 30 KPa 70 KPa
 Buka: ≤ 55 dB
 Normalni otpor izolacije: ≥ 100 MΩ
 Kapacitet normalnog električnog otpora: 3000 V/0.5 mA/Min 10
 Nivometar na koncentratoru kiseonika
 Režim rada: kontinuirani režim rada
 Komplet opreme: Air brush pištolj sa raspršivačem x 2 kom;
 Aplikator za kiseonik x 1 kom; Plastična maska za lice x 1 kom
 Dimenzije (dxšxv): 370x480x910 mm
 Težina: 25 kg