



APARATI ZA LICE

MEZO RF LIFT TOUCH UG

MEZOPORACIJA I RADIOTALASNI LIFTING

Šifra: 9870

RADIO FREKVENCIJA


DEJSTVO REGENERACIJE

Ovaj tretman koristi proces dijatermije, koji omogućava vazodilaciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimulira proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom. U zavisnosti od problematike, najoptimalniji rezultati se postižu kombinovanjem komplementarnih tehnika (tretmana), jer više dobrih tehnika umnožava i rezultate rada. Tu se prvenstveno misli na kombinaciju mezoporacije i radiotalasnog liftinga, gde ne samo da se uklanjaju znaci starenja i propadanja kože, već se i usporava sam proces starenja, što i jeste krajnji cilj kada govorimo o nehirurškim metodama podmlađivanja.

MEZOPORACIJA

Tretman u kome se primenjuje tehnika unosa aktivnih materija u dublje slojeve kože, u sistemu prilagođenih strujnih impulsa, koji deluju brzo, efikasno i ciljano na mesta gde je potrebno izvršiti popravlanje strukture kože.

PRIKAZ EKRANA



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MEZO RF LIFT TOUCH UG

Šifra: 9870

Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga aparata: 50 W

Izvor energije: radiofrekvencija i jednosmerni impulsi napon

Frekvencija radiofrekvencije: 1 MHz

Broj sondi: 2

Broj programa: 5

Oblik impulsa: četvrtasti, 500 ms

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Kućište: polistirolo

Dimenzije aparata (dxšxv): 320x400x200 mm

Težina aparata: 8 kg