

- UNOS HRANLJIVIH BIOAKTIVNIH I LEKOVITIH SUPSTANCI
- REGENERACIJA I OSVEŽENJE KOŽE



APARATI ZA LICE JONOS AS 10

Šifra 2025

Jonos se koristi kod unošenja aktivnih vodenih rastvora ampula i lekova putem galvanske struje. Primenjuje se kod unosa vitamina, oligomineralnih ampula, placente, proteina, kalcijuma, magnezijuma, kolagena, elastina.

Efikasnost procesa unošenja jonizovanih materija preko kože zavisi od koncentracije jonizovanih materija koji se unose, jačine primljene struje, trajanja aplikacije i površine elektroda.

Od vodenih ampula koje se koriste u tretmanu jonoforezom:

- > ampule oligoelemenata
- > žele rojal ampule (matični mleč) – za vraćanje glatkoće i mekoće kod atrofne kože
- > proteinske ampule (kolagen, elastin)
- > vitaminske ampule – sadrže vitaminske komplekse za osveženje
- > aloe vera ampule – za problematičnu kožu
- > kolagen ampule – za popravljivanje elastičnosti i intenziviranje produkcije vezivnog tkiva
- > bilirubin ampule (blagotvorne kod kuperoze)
- > placenta ampule – za stimulaciju kože u procesu starenja
- > aloja ampule – za problematičnu kožu

DEJSTVO

- AKTIVIRANJE METABOLIČKIH PROCESA U KOŽI
- POBOLJŠANJE RESORPCIJE AKTIVNIH MATERIJ



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: JONOS AS10
 Šifra proizvoda: 2025
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj ručica: 1
 Elektrode: 2 kom (valjak, štipaljka)
 Max izlazni napon: 0-21 VD
 Max izlazna struja: 0-1 mA, 0-10 mA
 Promena polariteta: + / -
 Dimenzije (dxšxv): 195x240x125 mm
 Težina: 1,3 kg