



NOVI
PROIZVOD

BODY CONTOUR

multifunkcionalni aparat za lice i telo
šifra: 8040

- ULTRA LIPOSLIM 40 KHz
- LIPO MASAŽA + RF bipolar
- RF MULTIPOLAR



Multifunkcionalni aparat sa ultrazvučnom lipolizom,
multipolarnim radiotalasima za lice i telo
i vakuumom sa radiotalasima

ULTRA LIOSLIM + LIPO MASAŽA + RF bipolar + MULTIPOLAR RF

Povezivanje ultrazvučne lipolize, limfne drenaže i radiotalasnog delovanja jedno je od najboljeg udruženog delovanja u borbi protiv lokalizovanih masnih naslaga i celulita zato što niskofrekventni ultrazvuk deluje dobro na ćelije masti, drenažna masaža uglavnom na tečnu komponentu i mikrocirkulaciju, radiofrekvencija na proizvodnju kolagena i zatezanje: oni zajedno deluju na sve komponente celulita sa uspešnim sadejstvom.

● ULTRA LIOSLIM

- niskofrekventni ultrazvuk 40 KHz

Niskofrekventni ultrazvuk promenom frekvencije i dubine delovanja talasa kao i snage, deluje u različitim slojevima hipoderma, podstičući lokalno sagorevanje masnih naslaga. Procedura je neinvazivna i bezbolna.

● LIPO MASAŽA + BIPOLARNA radiofrekvencija

Drenažna masaža dejstvuje putem toniranja i drenaže, poboljšavajući elastičnost mišića i tkiva i omogućavajući eliminaciju suvišnih tečnosti i toksina. Novi oblik masaže kombinuje površinsko i dubinsko delovanje na tkiva i čini drenažnu masažu efektom i prijatnom. Udruženo delovanje za bipolarnom radiofrekvencijom dodatno utiče na zatezanje kože.



● HEKSAPOLARNA RADIOFREKVENCIJA

Predstavlja program primene radio frekvencije u cilju zatezanja i poravnanja teksture kože. Ona dovodi do vazodilatacije i do povećanja količine kiseonika koji se doprema do tkiva i ubrzava metabolizam stimulišući proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, i ima relaksirajući i tonirajući efekat na tkivo.



● KVADRIPOLARNA RADIOFREKVENCIJA

Kvadrilarna radiofrekvencija namenjena je za tretmane lica, regije vrata i dekoltea. Starenjem se smanjuje produkcija kolagena, ključnog proteina, što je glavni uzrok pojave finih linija, kasnije bora i tamnih podočnjaka, lice gubi volumen, dok se elastičnost kože smanjuje. Zbog smanjenja potkožnog masnog tkiva tokom godina, koža postaje veća u odnosu na strukturu lica. Radiofrekvencijom se pružaju rezultati prirodnog obnavljanja i podmlađivanja.



● TRIPOLARNA RADIOFREKVENCIJA

Tripolarna radiofrekvencije namenjena je za tretmane lica, najviše za regiju oko očiju i manje pristupačne delove lica.



● PREDNOSTI

Prednosti povezivanja ultra liposlima, lipomasaže i RF elektro-preoblikovanja postoje zahvaljujući činjenici da ultra liposlim ima lipolitsko dejstvo koje mobilizuje masnoće iz ćelija i odvodi u krv, stimuliše se bolji protok, zatim troši masnoću koja cirkuliše, a koja bi se inače ponovo nagomilala i utiče na proizvodnju kolagena, elastina što sveukupno daje nov remodeliran izgled kože.

● DODACI



Sonda za kavitaciju 40KHz



Sonda RF tripolar za lice



Sonda RF za lice kvadrilarna



Sonda vakuum RF bipolar



Sonda RF za telo heksapolar

Naziv proizvoda	BODY CONTOUR
Šifra proizvoda	8040
Režim rada	220-240V AC, 50/60Hz
Snaga:	500W
Radna temperatura	od 10 do 40°C
Materijal kućišta	polistirol
Materijal sonde	ABS plastika i aluminijum
Frekvencija sonde za kavitaciju	40 KHz
Sonda vakuum RF bipolar	100 KPa
Frekvencija RF sonde tripolar (3 pina)	1 MHz
Frekvencija RF sonde kvadrilarna (4 pina)	1 MHz
Frekvencija RF sonde heksapolar (6 pinova)	1 MHz
Dimenzije aparata (dxšxv)	400x380x200mm
Težina	10 kg



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO
Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš • Srbija

+381 18 4296-004
+381 63 7719-787

office@vecom.rs
www.vecom.rs